

Мультипараметровый фотометр

Области применения:

- Питьевая вода
- Сточная вода
- Котловая /охлаждающая вода
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Техническая вода
- Лабораторный и полевой анализ
- Научные исследования
- Природная вода



АкваПрайм ЭКОСТАБ

- ◎ Многопараметровый диодный фотометр (18 длин волн)
- ◎ Мощный аккумулятор
- ◎ Встроенные методики
- ◎ Готовые реагенты
- ◎ Автоматическая калибровка
- ◎ Большой объем памяти
- ◎ Сенсорный экран 5,5", современный интерфейс

Технические характеристики

Оптические данные:	18 длин волн, пики при 410/435/460/485/510/535/560/ 585/610/645/ 680/705/730/760/810/860/900/940 нм
Параметры:	Фосфаты, аммоний, нитриты, нитраты, железо, алюминий, цинк, бор, медь, марганец, хлор, жесткость, хлориды, сульфаты и пр.
Дисплей:	5,5-дюймовый цветной сенсорный дисплей высокой четкости
Камера:	Встроенная, сканер QR-кода
Калибровка:	Автоматическая
Суперноль:	Интеллектуальный Суперноль (OTZ)
Внутренняя память:	150 000 измерений
Автоматическое отключение:	Через 30 минут бездействия, настраиваемое
Режим ожидания:	Через 10 минут бездействия, настраиваемый
Питание:	Литий-ионный аккумулятор 8400 мАч. Время зарядки (0–100 %): 4–8 часов
Языки:	Русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский
Окружающая среда:	Температура 5–45°C, относительная влажность 30–90 %
Класс защиты:	IP 54 устойчив к проникновению брызг воды
Габариты:	10 x 25,5 x 5,9 см
Масса:	715 г